


SPEED SLIM

遠赤外線で温めてEMSで引き締める

簡単 スピード ダイエット



SPEED SLIM


低周波と温熱機能を組み合わせたハイブリッドなコンビネーション装置で、設定モードに応じて出力周波数を 5Hz から 8700Hz まで可変させます。EMSは筋肉の収縮と弛緩を引き起こし、こわばった筋肉のほぐしや緩和を促進します。温熱パッドと低周波パッド 3 チャンネルは腹部パッドとの同時使用が可能で、低周波 サークルパッド 2 チャンネルは希望する部位に装着でき、9モードを搭載し、さまざまなモードで体感が可能です。出力強度は 0 から 50 段階まで調整可能で、ソフトな刺激を感じられるゼロスタート機能付きで大変安全にご使用が出来ます。

① MODE MENU

Mode 1	15Hz~30Hz	痛みの緩和 / 筋肉の弛緩 / 血行の改善
Mode 2	30Hz~70Hz	神経刺激 / 筋肉の強化 / 治癒力の強化
Mode 3	50Hz~120Hz	痛みの管理 / 筋肉の再可動 / 炎症の軽減
Mode 4	130Hz~200Hz	可動性の向上 / 創傷癒
Mode 5	200Hz~250Hz	組織再生 / 代謝の促進 / 痛みの抑制
Mode 6	250Hz~300Hz	深部組織の緩和 / 筋肉の刺激 / 回復の促進
Mode 7	350Hz~450Hz	高度な痛みの緩和 / 神経の修復 / 筋肉の調整
Mode 8	500Hz~600Hz	徹底的な治癒 / 高周波療法 / 細胞機能の改善
Mode 9	700Hz~800Hz	標的療法 / 細胞修復の促進 / 回復の最大化



② 各種 PAD



Abdomen pad (Heat)



Circle pads (4EA)



Gel pads (Option)

Product name	CLS-3300S
POWER	DC12V.5A(Adapter)
Display	Customer-LCD (VA type:194×117.5×7.4) LCD Touch Panel
サイズ	300(W)×245(L)×75.68(H)
重量	1.5Kg. 3.5Kg(アクセサリー込)
Low Frequency	5Hz~800Hz 0~50Level (0~80Vpp Zero Start)
Heat Pad	0~5Level (34~41°C Auto Control)

③ Product Accessories

			
フィックスバンド	サークルパッド	ゲルパッド	アウトケーブル
			
アブドミナルパッド	ACアダプター	Power cord	

SEIKOSHA
Innovative Republic

株式会社 誠鋼社

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町2-7-6 浅見ビル3F

TEL:03-3234-1039 FAX:03-3234-1038



www.seikosha-net.co.jp