


RAFOS cellcum

温熱吸引バキューム

1台3役、これ1台で決まり







RAFOS cellcum

筋膜リリースはこれで決まり



RafosCellcum 施術とは筋膜を緩め癒着を改善することが可能です。吸引モードとマルチ温熱を使うことによって筋膜の委縮・癒着を引き剥がしたり、圧力を加えることで、血流やリンパの流れを改善し、筋膜を正常な状態に戻し、こりや痛みの改善を促進します。



Vacuum

バキューム 真空吸引

真空吸引により、筋膜の滑走性を改善促進していきます。
 連続吸引とパルス吸引が搭載され、下記モード5種類の中から、選択することが可能です。


MODE1 1.0秒吸引、0.20秒停止の連続
 MODE2 0.8秒吸引、0.20秒停止の連続
 MODE3 0.6秒吸引、0.20秒停止の連続
 MODE4 0.4秒吸引、0.20秒停止の連続
 MODE5 連続吸引
 レベル10段階にて調節できます。



Multi

ラジオ波 マルチ温熱


マルチポーラは安全で効果的な施術が行えます。皮下組織を高速温熱することができ、筋膜を柔らかくすることでより効果的な施術が可能となります。
 レベルは10段階にて調節できます。



LED

LED レッド

LED光には単色単一波長があり、その中でも、赤色LEDは特に深部への到達度が高く届くのが特徴です。光線エネルギーが肌に吸収されると細胞活性・新陳代謝促進・筋肉の緊張を和らげ血行促進・老廃物の排出を促進していきます。



Hand Piece

ハンドピース

カラダの部位に合わせて3種類のプローブがあります。



マルチ 吸引 温熱 LED

