

⑦初開業でマンションエステからスタートしたい。

予算が限られ、初めてエステを開業されたい方はRAFOSプレミアムをお勧めします。

BODY,FACE,HEAD,自律神経ケアと1台で全てのメニューが考えられる稼げる機器です。コロナ以降も

体温1℃アップや免疫アップで益々好評を得ています。

・ RAFOS プレミアム（高周波温熱機器）

186 万円

ボディ contou アリング - 超痩身セラピー -

フェイシャル contou アリング - 超美顔セラピー -

ネックアップコンディショニング - 頭皮&首筋ケア -

深温美療 - 体温1℃アップセラピー -


ボディコントゥアリング - 超痩身セラピー -




コントゥアリング(contouring)とは「彫刻」を意味し、陰影を利用して立体的な小顔を作るというメイク法の一つです。弊社では、RAFOS Premiumとその関連商品を効果的に組み合わせ、BODYコントゥアリング(超痩身セラピー)としてお客様に理想的な体型をお届けするセラピーメニューをご提案いたします。

1 RAFOS

DD電極の圧倒的スピードと熱容量(通常の3倍)で、身体を深部まで温めます。そして、DD電極とRETで深い層から燃焼、CETで分解→運搬し、体外に脂肪を排泄していきます。




DD-RF & RET電極
深部から燃焼し、脂肪細胞の分解を促進します。




CET電極

エッジをたてて分解、ドレナージュをしていきます。



CET電極


燃焼分解された脂肪をドレナージュ、排出しています。



2 PPCOIL



PPCオイルは大豆から抽出されたホスファチジルコリン(皮下脂肪分解)という成分が入っており、オイルを身体の気になる部分に塗布するだけで経皮吸収され、体内で41℃まで上昇し脂肪を分解します。RAFOS施術後に塗布することで、脂肪燃焼の持続性をサポートし、より多くの老廃物を排出してくれる効果が望めます。



3 CANAL 凹凸ベルト



血行促進と体温上昇



CANAL凹凸ベルトは柔道整復術で「指圧代用器」として用いられており、巻くだけで体温を上昇させてくれます。通気性の良い独自の形状と、簡単に使用できる利便性から、ご自宅でのセルライトケアにもご使用いただけますが、施術直後に使用することで、温まった体温をより長い時間維持させることができ、凹凸形状がもつ血行促進の効能がコリの解消・肌荒れの軽減・セルライトへのアプローチといった効果を付加してくれます。

ホームケアにもご使用いただけます

施術後に再度PPCオイルを塗布いただくと、さらに痩身効果が高まります。深部温度が上昇している状態でご使用いただくことが望ましいですが、ご自宅でのセルフケアとして、お風呂上りなどの体温が上昇している状態でご使用いただいても効果が体感できます。さらに、成分のホスファチジルコリンには安眠を促す効果もあり、セルフマッサージの後などに塗布してそのままお休みいただけます。プロテインを併用いただくことで、ホームケアダイエットを効率よく行えます。



フェイシャルコントゥアリング - 超美顔セラピー -



立体的な小顔を作るメイク法の一つとして有名なコントゥアリング(contouring)ですが、弊社では「フェイシャルコントゥアリング」と称し、RAFOSの施術によりお客様本来の御顔をより美顔に近づけ、メイクを一層引き立たせるフェイス専用のセラピーメニューをご提案いたします。

1 RET & CET & CONE

たるみ・シワの解消

肌に張りを出すコラーゲンは年齢と共に生成量が減少し、さらに紫外線を浴びることで本来持っているコラーゲン量も減少してしまいます。この変化によってコラーゲン生成の代謝が悪くなった肌は、徐々に弾力を支えることが出来なくなり、これがたるみやシワの原因となります。RAFOSによるトリートメントは、奥深くから肌の再生能力の作用に働きかけ、たるみとシワの改善を行っていきます。



2 Multi Probe

リフトアップ・引締め

RAFOS Multi Probeを使用してリフトアップを行います。

再生作用が活性化された肌に高周波によるジュール熱で深部加温を行い、血行促進、むくみ・老廃物を排出し、代謝アップを図ります。そしてコラーゲン・エラスチンの生成を促し、くすみのない引き締まったハリのある肌に導きます。針やメスを使用せずにそれと同等の効果が期待できる施術法で、痛みやダウンタイムもない快適なスキンタイトニングが可能です。




3 ヒートショック


RF技術を最大限に生かすヒートショック電極により、エネルギーが電磁波となって放出され、施術部位をさらに温めコラーゲンの変成・収縮を促します。

同時にタンパク質を刺激することで真皮に新たなコラーゲンが生成され、皮膚表面と皮下脂肪のコラーゲン繊維が引き締められ、肌にハリができます。

ヒートショック電極で熱を伝導



施術から30~90日後



Magnifique Facial Mask (パック)



高周波の施術を終えたお顔の皮膚には、最後にフェイスマスクを掛けてあげることで、肌のハリが美しく輝きます。弊社で扱っている「Magnifique Facial Mask」は、天然の鉄分をベースにしており、磁気力が持つ治療効果で毛穴をキレイにし、栄養豊富なバジルやセージ、ローズマリーの成分が、お顔の色を明るく保ってくれます。クレンジー機能、ハリを保つマスク機能、そして美容液の機能を兼ね備えたオール・イン・ワンのフェイスマスクで、ご自宅でご使用いただくことも可能です。



ネックアップコンディショニング - 頭皮&首筋ケア -



ネックアップコンディショニングは、頭部からネックラインにかけて総合的にケアを行う皮膚細胞活性化セラピーです。従来のヘッドセラピーでは、頭部表情筋がほぐされることで首の疲労・コリを際立たせてしまうというケースが存在しました。それを改善するため、頭皮からリンパの流れを伝ってネックラインまでを同時にケアすることで、さらにリラクゼーション効果を高めたメニューになります。

1 ネックラインケア



CET電極30mmを使用して首筋、髪の生え際のリンパドレナージュを行います。細かくマッサージしながら首の筋肉をほぐしてあげることで、頭部のみがほぐされたときの違和感を軽減するとともに、代謝が向上した際に排出される老廃物の出口を作ってあげます。



2 RAFOS Head Probe

CET電極ヘッド用を使い、皮膚細胞を中から活性化し健康な頭皮細胞の誕生を促進します。頭部の丸みにしっかりとフィットするようにデザインされた専用の電極で、串も髪に通りやすく、トリートメントの効果を向上させます。硬くなりがちな頭皮ですが、頭部表情筋を柔らかくほぐしていきながら血行を促進し頭皮を若返らせていきます。



CET電極 ヘッド用の構造

CET電極ヘッド用は、頭皮にまんべんなく当たるように3本のアングルが5つのブロックに串状に分かれて並んでいます。内転の5串は外転の10串より一段低くなっており、この2つの構造が頭部の丸みをカバーしてくれます。



RFヘアセラム

ヘッドプローブをご使用の際はBODYクリームではなく、専用のヘッドセラムをご使用いただけます。ジェル&ウォーターのハーフでサラッとしており洗髪の必要もなくすぐ乾きます。頭皮・髪と温熱セラピーをシナジーするセラムです。


3 denovo3+ 美容器



denovo3+のトリートメントケアで、ほぐされた頭部からネックラインにかけて全体的なマッサージをしてあげます。LEDセラピーによる毛髪の再生・成長の促進と、頭皮の殺菌、イオン浸透による肌の抗菌・保湿を促し、同時にカッサ型の先端とバイブレーション機能でデトックスを行いながら、首筋や顔のコリを解消していきます。


1台でヘッド、フェイス、デコルテの3部位へのトリートメントが可能で、施術後のホームケアにも活用いただけます。

LED (RED/BLUE)




殺菌・成長促進

イオン導入



導入・活性・浸透

MicroVibration



微細浸透・浸透

深温美療 - 体温1℃アップセラピー -



「加齢とともに体重が増えて、腰や膝に負担が増えた」「冷え、むくみ、肩や腰のコリがすっきりしない」。
更年期やプチ病として一括りにされたお客様がカラダの不調を訴え、接骨・整体・鍼灸院様に多数来院されています。
深温美療とは『カラダの内から美しく健康に』をテーマに、このようなお悩みを持つお客様に、「美容」と「治療」の両面から体質改善を目指していただく深部加温セラピーです。

体温を上げて免疫力をアップ

体温が1℃上がると免疫が30%変わる、と言われていますが、どのようにしたら体温を上げることができるのでしょうか？

深温美療では高周波RAFOSを用いた、イオン間衝突から発する「ジュール熱」を利用することで、奥深い筋層、内臓からカラダの外に向けて熱を伝導していきます。高周波によるカラダの中からの熱伝導は非常に冷めにくい特徴があり、上昇した体温を持続させることは自律神経改善や血行促進・循環効率を向上させ、体内に溜まっている「むくみ」「老廃物」を排出し、結果「痩せやすい体質」「病気になりにくい体質」に変えていく効果が期待できます。

深温美療セラピーは数回の施術で「今までと何か違う」「カラダが楽」など体質の変化に驚くお声を多数頂戴しており、90%以上のお客様がリピーターになっていただいています。



1

RAFOS DD-RF



従来高周波セラピーは深部加温と言われており、カラダを中から温める「脂肪」「筋」「骨」の蘇生に大変効果が高い施術と言われています。特にRET(シルバー)電極は深く広く温熱を広げ、深層筋に作用します。DD電極(DD-RF方式/Dynamic Direct Radio Frequency)は高周波の最大パワーを引き出すために電極サイズをプレート板とほぼ同サイズの150mm,120mm,100mmのRET,CET電極を揃え従来に比べ熱容量の3倍以上、温まるスピードも半分以下を実現しました。しかもデジタルコントロールシステムにより安定した熱源として安全・簡単に取扱うことが出来ます。

2

CANAL 凹凸 PAD

高周波との併用
ハンドとの併用



- 血行を促進します
- 体温上昇1℃
- 筋肉の疲れを取る
- 筋肉のこりをほぐす
- 浮腫の軽減

カナルは古代江戸時代からの整復術で、その療法を取り入れたCANAL凹凸PADは、突起形状と独自の編み方からの製法により、指圧代用器として「血行を促進」「筋肉をほぐし」「浮腫を軽減」します。


カナル療法はベッドに敷いて寝ていただくだけ、腰に巻いていただくだけでご使用いただけます。

凹凸形状で血行を促進します。(指圧代用効果)




寝るだけで体温が上昇します。

■ サーマグラフィー体温上昇検証結果①



■ サーマグラフィー体温上昇検証結果②



約5分寝るだけで通常のシートより体温が1℃上昇