



遠隔手術のように扱う ダヴィンチ高周波

RAFOS TERA

RAFOSシリーズの最高傑作『**ダヴィンチ高周波RAFOS TERA**』登場！
現在医療分野では既にダヴィンチ手術というロボットを使い、オペや遠隔治療を行う療法が始まっております。最先端の技術を駆使した手術支援ロボットが、繊細な技術と正確な技術を持ち合わせ、遠隔操作で最大効果を発揮しております。すでに日本の多くの病院が、外科手術の腹腔鏡手術や前立腺手術に取り入れております。
RAFOS TERAは美容機器として、このダヴィンチロボットシステムを取り入れた画期的な高周波温熱機器です。
高周波機器としてご自身でダヴィンチロボットRAFOS TERAを操り、様々な電極やプローブを駆使して顔、全身、部位、内面すべての箇所に繊細で高度な施術を可能とします。エステ、スポーツ、医療すべての施術でご利用いただくことが出来ます。

Esthetic

ダイエット	部分痩身	ヒップアップ バストアップ	体質改善	美 肌	小顔・リフトアップ
-------	------	------------------	------	-----	-----------



PHYSIO

筋膜リリース	可動域拡大	姿勢矯正	首・肩こり	コンディショニング	トレケア
--------	-------	------	-------	-----------	------



Medical

ボディ コントゥアリング	コラーゲン再生 ・増殖	術後ケア	腸セラピー ・便秘	眼精疲労	自律神経
-----------------	----------------	------	--------------	------	------



RAFOS cellcum

小型で最大パワー、1台3役





Multi	マルチ温熱 (ラジオ波)
-------	--------------

マルチポーラは安全で効果的な施術が行えます。皮下組織を高速温熱することができ、脂肪・セルライト・筋膜を柔らかくすることでより効果的な施術が可能となります。レベルは10段階にて調節できます。

LED	LED (レッド)
-----	-----------

LED光には単色単一波長があり、その中でも、赤色LEDは特に深部への到達度が高く届くのが特徴です。光線エネルギーが肌に吸収されると細胞活性・新陳代謝促進・筋肉の緊張を和らげ血行促進・老廃物の排出を促進していきます。

Vacuum	真空吸引 (バキューム)
--------	--------------

連続吸引とパルス吸引が搭載され、下記モード5種類の中から、選択することが可能です。
MODE1 1.0 秒吸引、0.20 秒停止の連続
MODE2 0.8 秒吸引、0.20 秒停止の連続
MODE3 0.6 秒吸引、0.20 秒停止の連続
MODE4 0.4 秒吸引、0.20 秒停止の連続
MODE5 連続吸引
レベルは10段階にて調節できます。

Hand Piece	ハンドピース
------------	--------

カラダの部位に合わせて3種類のプローブがあります。



仕様 / 製品スペック
電圧：AC110V RF出力：[Large] Max 14W ・ [Medium] Max 12W ・ [Small] Max 7W
RF出力周波数：1MHz バキューム：Max 250mmHg RF出力タイプ：マルチポーラ
ディスプレイ：モノカスタム LCD (HTNタイプ) サイズ：本体 297(W)×285(D)×260(H) 重量：6kg



RAFOS Mini

PORTABLE RF AESTHETIC DEVICE



コンパクトで持ち運びができるポータブラジオ波 RAFOS Miniは、安全性と便利さを考慮した設計・デザインです。0.3Mhzと0.5Mhzの高周波エネルギーで皮下組織の中まで浸透し、適用部位の脂肪分解を促進し痩身に効果が期待できます。さらに、深部加温がコラーゲンを刺激してお顔や体を引きしめ、リフトアップを促進します。



表皮に深部加温 CET 方式

CET Capacitive Electrode Transfer

半絶縁の電極をあてることにより皮下に熱を発生させ深部加温します。お肌のハリを整えキメを細やかにするため、リフトアップ・スリミング・シワ・たるみ等の他に痛みの緩和などにも効果が期待できます。



セルフトリートメントが可能な対極プローブ

SHP Self Hand Probe

対極プローブは対極プレートを使用せずに CET の施術が可能となった画期的なセルフハンドプローブです。

仕様 / 製品スペック
電圧：C110 ~ 220V, 50/60Hz
電力：MAX180VA
消費電力：105W (at 1KΩ)
RF 出力：[Large] DUAL 0.380.5MHz
RF 出力周波数：1 ~ 60MIN. (Adjustable)
サイズ：343(W)×277(D)×128(H)
重量：5kg

コンパクトな
アタッシュケース

Cellcum	TERA	Premium	Premium Pro
---------	------	---------	-------------



Mini



SEIKOSHA
Innovative Republic

RAFOS TERA

ロボットダヴィンチ高周波 (da Vinci Surgical RF) 登場

遠隔手術のように扱う 高周波 **RAFOS TERA**ダヴィンチ機能


標準装備：RET, CET, Deep CET, Multi Polar Probe, Hand Electrode, Square RET

オプション：Fascia Bar

Square RET Electrodo

RET Electrode置き型

お腹や腰に置くことで、RET温熱をセルフにて対応することが可能となりました。電極とプレートがセットになっており腹部、骨盤等の部位に挟んでフリーで使えます。据え置き式の待望の高周波電極の誕生です。



TERA Hand Electrode

革新的 温熱ハンドセラピー

手首に巻くだけで、従来の徒手療法と高周波温熱を完全に融合できる夢のような施術が可能になりました。TERAフリーハンドセラピーは、顔、首、肩、関節等ナイーブで湾曲した部位に最適です。



Customer Stop Switch

お客様優先のハンドストップ

高周波の熱源はお客様の体型や筋量、その日の体調によっても異なります。安心安全に最善を尽くしたTERAならではの安全装置です。



RET/CET/Deep CET



RAFOS伝統の熱感の良さを引き継ぐ

■RET (500KHz温熱モード)

RAFOS伝統の熱感で350Wのパワーで一気に深層まで温熱を広げます。トルクと加速の違いが感じられ、大きな筋肉や部位に最適です。



■CET (500KHz温熱モード)

ハイパワーCETを搭載。瞬時に表層から脂肪層に熱源を入れることが出来、マッサージとの併用やコントゥアリングセラピーに最適です。

仕様 / 製品スペック
電源：110-220、50/60Hz
周波数 (CET&RET)：CET 500KHz / Deep CET 300KHz
/ RET 500KHz / 6polar 500KHz / 3polar 500KHz
重量：11kg サイズ：410(W)×407(D)×230(H)



Touch Panel & voice

操作性を考慮した先進的なデザイン&警告機能

分かりやすいタッチパネルと音声により操作性が向上しました。施術時電極がしっかりフィットしていないとアラームで警告します。

Multi Polar Probe(Big.Small)

コントゥアリングに最適！大小マルチ

■Multi Polar probe (500KHz 温熱モード)

CET、RETの他にコントゥアリングセラピーに最適なマルチプローブ大小を搭載。伝統のスピーディーな立ち上がりとハイパワーを持ち合わせたマルチ機能でご堪能下さい。



TERAならではの待望のDeep CET搭載

■Deep CET

(300KHz 温熱モード)
TERAならではの新しい機能でRETとCETの中間層を狙い撃ちし、筋層と皮下脂肪層の筋膜層をターゲットとします。中層部までのスピードとパワーは圧巻です。



RAFOS Premium

伝統の上品な熱感。リピート率 92%の実力

従来の高周波に比べ圧倒的な施術効果が上がります。立ち上がりの速さは約10秒で最高に到達し、RAFOS特有の深部加温をします。高度な設計とテクノロジーを用いたCET・RETプローブを自由に操り、安全なセラピーを可能としました。そして、これまでの高周波では考えられない「エッジを立てながら」の施術が可能となり、脂肪や筋を「分解」「もみほぐす」ことができる複合的高周波機器です。

高速熱到達

立ち上がり10秒の高速スタート

温度調整

0~99%まで1%ずつのパワー調整機能

ノンスパーク

ゼロスタートと電流防止システムによる安全性

温度感知

赤外線センサーによる自動温度設定システム

プログラム

6つのモードで温熱から弱温熱までのプログラム

静音設計


優れた熱制御と静音性を考慮した設計

1台3役の相乗効果! 「燃焼」「分解」「運搬」

超燃焼

DD効果


メガ深部
通常の熱容量3倍。
腹部に添えるだけで深層部まで到達。



燃焼

RF効果


RET方式
深部から燃焼し、
脂肪細胞の分解を
促進します。



分解

Vacuum & Roller 効果


CET方式の電極
エッジを立てて分解、
ドレナージュを
していきます。



運搬

Drainage 効果

CET方式
燃焼分解された脂肪を、
ドレナージュを
していきます。



FASCIA BAR (筋膜リリース) 5種類

Seagull

基本的には大きな筋や部位に使用しますが、部分局所も可能。

Banana

オールラウンダーに使用可能、片手でも操作可能。

Penguin


トリガーポイントや局所面にも使用可能。

Swan

腕、脚等湾曲した部位に最適。

Kama

首、肩、顔に最適。
フリーハンドセラピーにも使用可能。



仕様 (RAFOS Premium/Premium Pro)

仕 様	製品スペック
電 源	AC110 v. 60Hz
消 費 電 力	150VA
周 波 数 (CET)	0.3&0.5MHz
周 波 数 (RET)	0.5MHz
タ イ マ ー	1~60分
サ イ ズ (mm)	470(W) x 348(D) x 168(H)
重 量	8kg
電 気 衝 撃 に 対 する 保 護 形 式	Class 1 BF

標準付属品 (RAFOS Premium)



RAFOS Premium Pro



ネックアップ&AGA・ヘッドケアに!

■CET 電極 ヘッド用

高周波による温熱でdemodex(菌)を軽減します。頭皮の血行促進しトリック等の経皮吸収を早めます。CET電極ヘッドは頭皮にまんべんなく当たるように、内転の櫛は外転より一段低くなっており、この2つの構造が頭部の丸みをカバリーしています。

持ち方を変えることできめ細かい

■L字型プローブ (CET/RET)


通常のプローブに加えよりRET/CETのL字型プローブがセットに。リハビリや整体・接骨院などで関節や緩和ケアなどにもご利用いただけるよう開発しました。

標準付属品 (RAFOS Premium pro)



リフトアップ・引き締め

RF技術を最大限に生かすヒートショック電極により、エネルギーが電磁波となって放出され、施術部位をさらに温めコラーゲンの変成・収縮を促します。同時にタンパク質を刺激することで真皮に新たなコラーゲンが生成され、皮膚表面と皮下脂肪のコラーゲン繊維が引き締められ、肌にハリができます。



伝統の電極 浅層部位から深層部位まで施術が可能



RET
Resistive Electrode Transfer

深層部位に加温



CET
Capacitive Electrode Transfer

中層部位に加温



MULTI POLAR

浅層部位に加温


リガメントフェイシャルの効果と適応

表情筋と骨をつなぐ接着組織「リガメント」は加齢により、弱くなりたるみの原因になります。肌のハリと弾力を支える左右8つのリガメントに専用の電極でアプローチし肌弾力を改善してリフトアップさせます。

DD電極 (DD-RF方式)

内臓脂肪撃退、冷え・むくみ、筋膜リリースには従来に比べ熱容量、スピード、パワーが約3倍で温まるDD電極をオススメします。

熱伝導試験により証明!!
スピードが
パワーが
熱容量が
3倍



RET/CET どちらも 100mm/120mm/150mm。

フェイシャルトリートメントに効果アップの電極 & マルチポラー

