

FDA取得！ AWARD独占のLED 肌&痩身&育毛&エイジング&スポーツケア&術後ケア

Celluma PRO

ACNE AGING PAIN L



Cellumaフラッグ商品 最多AWARD受賞 ハリウッド女優多数使用
ニキビ、老化肌、痛みなどのケアに、安全で臨床的に証明され、FDA承認済みのベストセラーデバイス。特許取得済みのシェイプアップデザインを備えた3-in-1 デバイスは、世界中の医療専門家からゴールドスタンダードとみなされ、世界のどのLEDデバイスよりも多くの賞を受賞しています。

仕様
・サイズ：60×25cm ・重量：680g ・治療面積：40×20cm(718.5cm²) ・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000mAh)
・フル充電：約2.5時間 ・治療部位：2〜3cmに密着して照射 ・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：353個 + 緑色インジケータースタートライト 4個



Flag商品

Celluma PLUS PRO

ACNE AGING PAIN CONTOUR L



Celluma PROのUPGRADE商品 贅沢な4機能 肌+痩身

ベストセラーデバイスCelluma PROが、さらにCONTOURモード追加で進化しました。この4-in-1 デバイスは、ニキビ、老化肌、痛み、サイズダウンに効果があり、安全性が実証され、FDA承認も取得しています。

仕様
・サイズ：60×25cm ・重量：680g ・治療面積：40×20cm(718.5cm²) ・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000mAh)
・フル充電：約2.5時間 ・治療部位：2〜3cmに密着して照射 ・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：353個 + 緑色インジケータースタートライト 4個



Celluma LITE

ACNE AGING PAIN S



Celluma PRO Smallサイズ、多人数多ベッドに最適！

Celluma LITEは、PROと同じ強力な効果をよりコンパクトなサイズで提供する3-in-1 光療法装置です。肘、手首、膝などの領域をターゲットにするのに最適で、体のどこにも使用できます。

仕様
・サイズ：40×20cm ・重量：450g ・治療面積：30×15cm(472.3cm²) ・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000mAh)
・フル充電：約2.5時間 ・治療部位：2〜3cmに密着して照射 ・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：236個 + 緑色インジケータースタートライト 4個



Celluma SKIN

ACNE AGING L



Celluma SKINは肌専用サロン・老若男女肌トラブルや美容機器との組み合わせに最適

Celluma PROと同じパワー、有効性、サイズを誇るCelluma SKINは、ニキビと老化肌の両方を1つのデバイスで解決する2-in-1 光療法装置です。肌専用フェイスリフトに最適です。

仕様
・サイズ：60×25cm ・重量：680g ・治療面積：40×20cm(718.5cm²) ・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000mAh)
・フル充電：約2.5時間 ・治療部位：2〜3cmに密着して照射 ・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：353個 + 緑色インジケータースタートライト 4個



お肌

Celluma FACE

ACNE AGING S



Celluma FACEは肌専用サロン Smallタイプ

Celluma FACEは、2-in-1 光治療装置で、FDA承認を取得しています。老化肌とニキビケアに使用できます。大型パネルと同等の出力と効率性を備えながら、さらにコンパクトで持ち運びやすく、さらに価値が高く、お求めやすい価格です。

仕様
・サイズ：40×20cm ・重量：450g ・治療面積：30×15cm(472.3cm²) ・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000mAh)
・フル充電：約2.5時間 ・治療部位：2〜3cmに密着して照射 ・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：236個 + 緑色インジケータースタートライト 4個



Celluma POD

ACNE AGING PAIN



Celluma HOMEはホームケア商品

3モード搭載のミニハンドヘルドデバイスは、ニキビ、老化肌、筋肉や関節の痛みなど、細かい部分への集中ケアに最適です。旅行や、他のCellumaデバイスとの併用にも最適です。

仕様
・サイズ：7×11cm
・治療面積：7×11cm
・重量：110g
・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：33個 + 緑色インジケータースタートライト1個
・照射量と波長は治療内容によって異なります
・PODはプラグイン式です。電池駆動ではありません



店舗

Celluma CONTOUR Base (1Wing)

ACNE AGING PAIN CONTOUR L



LEDで初痩身FDA効果を取得！

Celluma CONTOURは、主力製品であるCelluma PROのすべての利点に加え、FDA承認のボディコントゥアリング4番目のモード、4-in-1 デバイスを備え、老化した肌、痛み、ニキビを1つのデバイスでケアできる唯一のボディコントゥアリングデバイスです。

定に装置するWingは後から購入することは可能です。
仕様
・サイズ：60×25cm
・治療面積：40×20cm(718.5cm²) ・重量：500g
・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000 mAh)
・フル充電：約2.5時間
・治療部位：2〜3cmに密着して照射
・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：353個 + 緑色インジケータースタートライト 4個
後からWINGSを別途購入することでシステムにアップグレード可能



痩身

Celluma CONTOUR System (3Wing)



ACNE AGING PAIN CONTOUR L



全身LED痩身、セルライトにも最適です

Celluma CONTOUR Baseに2つのwingを加へ、3倍の治療範囲とより速い結果のための3つのLEDパネルが備わっています。どちらも、柔軟に形状にフィットするデザインが特徴で、体の各部位に合わせて使用できます。

仕様
・タイプ：Large PanelCONTOURS システム(LED/パネル3枚)
・ベース/パネルサイズ：60×25cm
・ウイングサイズ：60×25cm ・重量：500g
・照射範囲が3倍→短時間で多くの効果
・総照射面積：2155.5cm²
・CONTOURベース：40×20cm (718.5cm²)
・CONTOURウイング：40×20cm (718.5cm²)
・CONTOURウイング：40×20cm (718.5cm²)
・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：1059個 + 緑色インジケータースタートライト12個



CONTOUR

Contureモードは、特定の波長の赤色(640nm)および近赤外線(880nm)のLEDライトを使用して、皮膚と皮下脂肪層に作用します。

- 1. 脂肪細胞の活性化** 赤色および近赤外線の光が脂肪細胞に届くと、細胞内でATP(細胞エネルギー)の生成が促進されます。これにより、脂肪細胞の 膜に一時的な孔が開き、内部の脂質(トリグリセリド)が漏れ出します。
- 2. 脂質の排出** 漏れ出した脂質は、体内のリンパ系や循環系を通じて自然に排出されます。これにより、脂肪細胞のサイズが縮小し、体積が減少します。
- 3. 体型の改善** 脂肪細胞の縮小により、ウエスト、ヒップ、太ももなどの周囲径が減少し、全体的な体型が引き締まります。

【LED光線療法は体の輪郭形成にどのように機能しますか?】

LED光線療法は、科学です。
LED光線療法は、皮膚の表面下から浸透する特定の波長の光を発して皮下層に浸透することで、脂肪細胞(脂肪細胞)を標的とし、脂肪細胞の自然な代謝プロセスを刺激することで機能します。このプロセスは、フォトバイオモジュレーション(PBM)と呼ばれ、細胞内で一連の生化学反応を引き起こし、最終的には蓄積された脂肪の放出につながります。これは、これらの特定の出力と波長の光(赤色および近赤外線)を利用して、皮膚と皮下脂肪の自然な細胞反応を刺激することによって行われます。光エネルギーが細胞エネルギー産生(ATP)を刺激すると、脂肪細胞が活性化されます。これにより、脂肪細胞膜に一時的な孔ができ、内部の脂肪脂質が間質腔に漏れ出し、体のリンパ系や循環系から排出されます。その結果、細胞内に蓄積される脂肪の量が減少し、体型と肌の外観の両方に目に見える改善が急速にもたらされます。

FDA

Celluma DELUX CONTOUR

ACNE AGING PAIN CONTOUR DX





世界最大のLED、絶大な人気を誇るSPA NEWYORK Celluma, LONDON Celluma

ニキビ、エイジングケア、痛み、ボディラインアップのための4モードデバイス。2サイズ展開で、全身をLED光療法でケアできます。ウェルネスや健康維持にも大活躍、細胞からの活性化をご体験下さい。

仕様
・タイプ：フルボディ(デラックス)
・サイズ：145×61cm 身長175cm以下の方に最適
・重量：2.7kg
・治療面積：4,251cm²(Celluma PROの9倍の治療面積)
・治療部位：2〜3cmに密着して照射
・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：2,124個 + 緑色インジケータースタートライト36個
・照射量と波長は治療内容によって異なります

仕様
・タイプ：フルボディ(デラックスXL)
・サイズ：165×76cm 身長175cm以下の方に最適
・重量：4kg
・治療面積：6,464cm²(Celluma PROの9倍の治療面積)
・治療部位：2〜3cmに密着して照射
・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：3,177個 + 緑色インジケータースタートライト36個
・照射量と波長は治療内容によって異なります



Spa

Celluma ELITE Base


ACNE AGING PAIN CONTOUR HAIR GROWTH L



5機能搭載のCelluma、医療現場や他施設との相乗に最適です

Celluma ELITEは、ボディコントゥアリング、エイジングケア、ニキビ、痛み、育毛ケアにFDA承認を取得した唯一の5-in-1 デバイスです。3つのLEDパネルで3倍の照射範囲を実現。メディカルスリム、医師、介護施設向けに設計されており、関節式アームとローリングスタンドを備えています。

仕様
・タイプ：Large Panel(モジュラーデバイス) ELITEシステム(LED/パネルBase1枚)
・3パネルシステムとして、拡張可能なシングルパネルは、オプション対応
・ベース/パネルサイズ：60×25cm(スタンド付き)
・ウイングサイズ：60×25cm
・重量：アーム(6kg) ベース(15kg) ボール(2kg)
・ウイング(2kg) *3つの入り口デバイス
・照射範囲が3倍に広がり、より短時間で多くの効果
・総治療面積：2,155.5 cm²
・ELITEベース：40×20cm (718.5cm²)
・ELITEウイング：40×20cm (718.5cm²) 2シート
・治療部位：2〜3cmに密着して照射
・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：1059個 + 緑色インジケータースタートライト12個
・照射量と波長は治療内容によって異なります



総合

Celluma ELITE System

S




・スタンド込み重量：約23kg
・スタンド方法：ベース直径約63.4cm・高さ約91〜143cm
・90度回転可能な状態約96cm
・Elite WING小型LED/パネルは別売りです
大型または小型のLED/パネルオプションあり
後からWINGSを別途購入することでシステムにアップグレード可能

HAIR GROWTH

Cellumaの育毛メカニズム光線力学療法(PBMT)

CellumaのLEDデバイスは、特定の波長の光を使用して細胞のエネルギーを増加させ、以下のような生理的効果を促進します。

- ATP(細胞エネルギー)の合成促進** 細胞内のミトコンドリアが光を吸収し、ATPの合成を増加させます。
- 細胞の修復と再生の促進** ATPの増加により、DNA、RNA、タンパク質の合成が活性化され、細胞の修復と再生が促進されます。
- 毛母細胞の活性化** 毛根部の毛母細胞が活性化され、髪の毛の成長が促進されます。
- 炎症の軽減** 炎症が軽減され、毛根の健康が保たれます



FDA

Celluma RESTORE

AGING PAIN HAIR GROWTH S



ヘアケア、ハンドケア等ビューティーサロン、Nailサロンの新兵器

Celluma RESTOREは、3-in-1 光治療で、1台で治療するために、FDAの認可を受けた赤色光治療装置です。

仕様
・サイズ：40×20cm
・治療面積：30×15cm(472.3 cm²) ・重量：450g
・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000 mAh)
・フル充電：約2.5時間
・治療部位：2〜3cmに密着して照射
・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：236個 + 緑色インジケータースタートライト 4個



Hair & Nail

Celluma SPORT

PAIN L



Celluma SPORTはFDA取得の痛み専用

Celluma SPORTは、運動後のリカバリーに最適です。筋肉や関節の痛み、筋肉のけいれん、関節炎の痛み、血行不良のケアにFDA承認済みの大型シングルモードデバイスです。

仕様
・サイズ：60×25cm ・重量：680g ・治療面積：40×20cm(718.5cm²) ・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000mAh)
・フル充電：約2.5時間 ・治療部位：2〜3cmに密着して照射 ・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：353個 + 緑色インジケータースタートライト 4個



Celluma HOME


PAIN AGING S



Celluma HOMEは持運びに便利

Celluma HOMEは、2-in-1 光療法装置です。FDA承認済みで、しびれ、関節痛、血行不良、筋肉の緊張や捻挫など、年齢特有の症状のケアにご使用いただけます。

仕様
・サイズ：40×20cm ・重量：450g ・治療面積：30×15cm(472.3cm²) ・充電式リチウムイオンバッテリー(容量 7000mAh)
・フル充電：約2.5時間 ・治療部位：2〜3cmに密着して照射 ・波長：青色465nm 赤色640nm 近赤外線880nm
・LED：236個 + 緑色インジケータースタートライト 4個




SPORT



青色(465nm)、赤色(640nm)、赤外線(880nm)

光療法の効果の鍵は「出力パワー」ではなく、「エネルギー吸収」

効果的な光エネルギーは、治療時間を通じて細胞がどれだけエネルギーを吸収するかに依存しています。しかし、出力パワーとエネルギー吸収を比較することは時に難しいことです…。光療法の効果の鍵は「出力パワー」ではなく、「エネルギー吸収」であることを認識しているため、Cellumaの国際特許を取得した「柔軟で形状に合わせる」特性により、より強力で高価な製品設計を使用せずに、同等またはそれ以上の光エネルギーを提供することができます。言い換えれば、デバイスが発するパワーそのものではなく、吸収される光の量が重要なのです。エネルギー量は、距離が増すと減少します(逆二乗の法則)。これは単なるマーケティングの主張ではなく、カリフォルニア大学の名門ベックマンレーザ研究所で行われたピアレビューと公開された臨床研究により証明されています。



【Cellumaの3つの設定とその効果】

Cellumaは、異なる組織の深さで細胞を同時に活性化させることができます

1番目の設定 ニキビ(Acne)

この設定は青色が優勢で、抗菌作用があります。青色は3つの波長の中で最も浸透力が低いですが、ニキビ設定では赤色と少量の赤外線も同時に放出されます。これらの3つの波長は相乗効果を生み、結果を強化します。赤色は微小循環を促進し、酸素や栄養素をその部位に供給し、健康的な肌や組織の修復を助けます。赤色は免疫やリンパ系の反応を強化し、古い皮膚細胞や毒素の排除をサポートします。角化細胞(ケラチノサイト)は赤色波長に良く反応し、肌のトーンやハリに関与しています。

2番目の設定 しわ(Wrinkles)

この設定は赤色が優勢で、米国/カナダでは「Wrinkles」、米国/カナダ以外では「Red Light」と呼ばれています。しわやアンチエイジングに最適なプログラムで、ニキビや痛み以外のすべての肌関連の問題に使用できます。レーザー、マイクロダーマブレーション、マイクロニードル、ピーリング、注射後に最適です。また、手術後や深いアブレーティブ置後にも理想的です。赤色と赤外線は多くの細胞に良く反応します。

3番目の設定 痛みや筋肉のこり(Aches & Pain)

これは近赤外線が優勢で、最も深く浸透する設定です。痛み、関節、筋肉の問題に使用します。抗炎症作用があり、微小循環、血管生成、神経生成の促進に優れています。この設定は、深部にある組織、例えば術後の切開部位などに効果的です。

celluma® 美容液・化粧品

業務用 ヒアルロン酸 導入美容液

TheCellヒアルロン酸セラム
300mL
価格：9,800円(税抜)

ヒアルロン酸とうるおいを72時間持続させる異性化糖を配合した高保湿セラム導入することに特化し作られた導入用美容液。防腐剤未使用、導入が可能としたヒアルロン酸です。保湿美容液として全ての肌質の方におすすめ。

業務用 ヒト幹細胞 敏感肌ケア

TheCellラッピングジェル
250g
価格：12,600円(税抜)

プラズマ施術後の熱による赤みなどを早く沈静させ導入した成分を保護できるヒト脂肪幹細胞培養液ラッピングジェル導入後、ヒト幹細胞セラピーのサロン施術最後のお仕上げに。翌日、肌がプルプルにうるおうジェル。

業務用 100%濃度ヒト幹細胞培養液 導入美容液

The Cell / The Cell clinic
100%濃度ヒト幹細胞培養液 上清液フリーズドライ
The Cell 価格：87,600円(税抜) ①②6本入
TheCell-Clinic 価格：147,600円(税抜) ①②6本入

業務用 ヘアセラム

RESTORE HAIR SERUM
30mL
価格：12,000円(税抜)

10滴ずつ約60回分入っており、約2か月使用できます。髪が薄いと気になる方は、使用量を15滴に増やしても、1ボトルで5〜6週間使用できます。希望する髪の仕上がりが得られた後は、週に1〜2回の塗布というメンテナンス モードに切り替えることをお勧めします。

エクソソーム美容液 / ステムセラム

店販用 ヒト臍帯血細胞培養液配合 エクソソーム

セルタイト
50mL
価格：16,000円(税抜)

ヒト臍帯血細胞培養液配合
セルタイトは美再生有効成分臍帯血順化培養液配合の最新エクソソーム美容液です。サイトカインが豊富で保水力成分とエイジングケアをプラスした再生美容の美容液です。

celluma® 消耗品

セルーマ 衛生バリアスリーブ PRO/SKIN/SPORT用
価格：3,800円(税抜)

セルーマ 衛生バリアスリーブ LITE/HOME/FACE用
価格：3,200円(税抜)

セルーマ フェイシャルレスト PRO/SKIN用
価格：6,800円(税抜)

セルーマ フェイシャルレスト LITE/HOME/FACE用
価格：6,800円(税抜)

保護ゴーグル
価格：3,800円(税抜)

ペルクロストラップ
価格：3,800円(税抜)

セルーマ キャリングトート PRO/SKIN/SPORT
価格：24,000円(税抜)

SEIKOSHA
Innovative Republic
株式会社 誠鋼社

〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町2-7-6 浅見ビル3F
TEL：03-3234-1039 FAX：03-3234-1038
seikosha-net.co.jp

celluma® Light Therapy

ACNE | WRINKLES | PAIN | COUTURE | HAIR GROWTH
FDA-CLEARED, MEDICALLY CE MARKED

100 Years of Innovation

Aesthetics Awards Winner 2021

LINE & SPA'S PRODUCE WINNER 2023

LINE & SPA'S BEST PRODUCT 2024 WINNER

Dysa International Beauty Awards Winner

2023 L'Oréal Paris Beauty Awards Winner

2023 Winner

2024 Winner

Flag商品

お肌

SPORT

Spa

Hair & Nail