

**DXtwin**  
CUSTOM YOUR



- ◆タッチスクリーン  
LCD 5.7インチ
- ◆付属品トレイ
- ◆パイロット(コントロールヘッド)
- ◆ハンドル・タオル掛け
- ◆化粧品トレイ
- ◆360° 可動ホイール



- 製品の特徴 -

- 特許取得技術
- フェイス&ボディ
- 皮膚に直接使用
- 専用化粧品
- 即効性のある効果
- 痛みのない施術
- 顧客ファイル

DX twin 技術特性

- ◆ 設定調節可能
- ◆ 自動診断機能
- ◆ 予め登録された42種の施術法
- ◆ リズミックモード (システムパルス)
- ◆ 連続モード
- ◆ パイロット微粒子フィルター
- ◆ エンジン大粒子フィルター
- ◆ 顧客ファイルの保存

出力：60～800ミリバール

重量：68kg 電圧：230V/115V 高さ：177.5cm 周波数：50/60Hz  
幅：50.8cm 強度：1.3A/3.4A 奥行き：55.5cm

- ◆タッチスクリーンLCD 5.7インチ
- ◆付属品トレイ
- ◆パイロット (コントロールヘッド)
- ◆ハンドル・タオル掛け
- ◆化粧品トレイ
- ◆エンジン防音ボックス
- ◆保管棚
- ◆360° 可動ホイール



DX smart 技術特性

- ◆ 設定は調節可能
- ◆ 自動診断機能
- ◆ 予め登録された42種の施術法
- ◆ リズミックモード (システムパルス)
- ◆ 連続モード
- ◆ パイロット微粒子フィルター
- ◆ エンジン大粒子フィルター
- ◆ 顧客ファイルの保存

出力：60～800ミリバール

台なし 重量：29kg 電圧：230V/115V 高さ：22cm 周波数：50/60Hz 幅：55cm 強度：1.3A/3.4A 奥行き：43cm  
台あり 重量：69kg 高さ：111cm 幅：60cm 奥行き：45cm

**DXsmart**



**DXtwin**  
**DXsmart**

CAPTURE THE VERY ESSENCE OF YOUR PERFECTION

株式会社 誠鋼社 SEIKOSHA  
Innovative Republic

〒101-0061  
東京都千代田区神田三崎町2-7-6 浅見ビル 3F  
TEL:03-3234-1039 FAX:03-3234-1038 www.seikosha-net.co.jp



代理店

SEIKOSHA  
Innovative Republic



# Dxtwin


## STRETCHING CELLULAIRE®

STARVACはダブルメカノトランスダクションを（機械的刺激で分子が構造変化）を可能にした唯一の美容機器!!

### EVO 3D

DNP®二重負圧

軽量  
人間工学に基づいた  
使いやすさ



Firming  
Action

Slimming  
Action

Detox  
Action

### ① Technological innovation / タッチローラーに比べ2倍の効率

2つのローラー（皮膚を大きくつまむ、薄くつまむ）構造が、トリートメントヘッドの動作方向に圧力をかける動作と引き延ばす動作を交互に行います。（線維芽細胞に働きかけることでコラーゲンの生成が促進され、脂肪組織に負荷を加えることで脂肪細胞に蓄積された脂肪が分解します）

#### Firming (引締め) action

- 線維芽細胞(コラーゲン)の刺激
- 弾性繊維の再生
- 構造繊維の再編成

#### Slimming (スリミング) action

- 繊維化した組織の除去
- 組織の軟化
- 脂肪細胞の分解



#### Detox (デドックス) action

- リンパの流れを活性化
- 血流の促進
- 代謝廃棄物の除去



施術前

12回目の施術後



Stretching Cellulaire®による施術前後に実施した皮膚生検。赤い部分の増加は真皮が厚くなっていることを示しています。

### NEO sphere

RTM®回転式組織モビリゼーション

ハンズフリーで  
使用可能



モーター式トリートメントヘッド

### ② Technological innovation

円形動作によって加圧と引き延ばしが交互に行われ、2つのムーブメントが同時にバランスのとれた動きをします。引き延ばしの動作中は、コラーゲン繊維の柔軟性が増し、エラスチン繊維の弾力性が回復します。一方、加圧の動作は脂肪細胞に作用し、微小な粒子を分離させ、その排泄を促します。中心部の円形動作によって、毒素や脂肪が外の毛細血管に向かって押し出され、それらの排泄が促進されます。

#### Shaping (形成) action

- 細胞変化
- activation Fat shaping

#### Detox (デドックス) action

- 血流の促進
- 代謝廃棄物の除去

#### Flexing (ほぐし) action

- 繊維化した組織の軟化
- 脂肪細胞の分解



### ③ Technological innovation : 全身使用可能

パルスモードの最適化により線維芽細胞に対する効果が2倍に!

- 迅速吸引: スキンフォールドがカップの壁面に対して垂直方向に上方移動することで、硬くなった脂肪、コラーゲン繊維が引き延ばされ軟化が進みます。
- 完全な「ほぐし」: 施術部位の毛細血管内にたまったリンパ液及び血液に衝撃を与えるポンプの役割を果たします。



### NEO lift

TPS®標的パルスシステム

皮膚の滑らかさ  
100%\*

皮膚の弾力性  
+49%\*

首と胸元

- あごのラインのたるみ
- 二重あご
- 小ジワとシワ
- 腫れぼったい目や目の周りのクマ
- 目じりの小ジワ
- 肌のくすみ

この腕周り  
-2cm\*

切らないメス

ダブルローラー2倍効果

スリミングケア

83%の減少効果

オレンジピール撃退

49%弾力肌up

ウェスト周り  
-8cm\*

皮膚の弾力性  
+49%\*

大腿周り  
-6.4cm\*

ストレッチマークケア

ドレナージュケア

シェイプケア

\* SFAS (フランス健康保険組合)による臨床試験結果

# DXsmart

StretchingCellulaire®は、STARVACの特許技術。

2つの隆起を作ることで脂肪細胞、繊維芽細胞、構造繊維(エラスチン及びコラーゲン)へ同時に、正確な刺激を与えることのできる世界唯一の技術です。ダブルメカノトランスダクションは科学的に承認されており世界で検証されています。




STARVACの細胞刺激に関する専門知識から生まれた「STARVACテクノロジー専用化粧品」には科学的に効果が検証された有効成分が配合されています。STARVACの施術法と組み合わせることで完全な相乗効果が発揮され作用が深部にまで及びます。

## SYSTEM PULSE

「システムパルス」はSTARVACの専有テクノロジーで、連結組織及び筋組織の様々な層にリズムカルかつ正確に作用します。周波数とリズム比の組み合わせによって組織に及ぼす動作モードと作用の深さが決まり、素早く、効果的に、痛みなく成果が得られます。

損傷した筋肉、腱、結合組織の治癒を促進します



1) 筋肉が損傷しています。

2) NEO cupパルスシステムが筋肉に自然な刺激を与えます。

3) 筋肉が修復、強化されます